


L A N D A N G E R

CISEAUX LAPAROSCOPIQUES
LAPAROSCOPIC SCISSORS

Partie rotative isolée
Isolated rotative part

Rotation 360°
Rotating 360


Connexion HF dans l'axe
HF connection in the axis



② Usage Unique
Single Use


Fonction opératoire / *Surgical benefit*

Disséquez, coupez et coagulez tissus et vaisseaux avec un seul et même instrument.
Dissect, cut, coagulate tissues and blood vessels with a single instrument.



Caractéristiques techniques / *Specifications*

- + Lames courbes type Metzenbaum rotatives à 360°,
Metzenbaum short blades with 360° rotation.
- + Connecteur monopolaire standard dans l'axe de travail,
Standard monopolar connection in the axis.
- + Double action : coagulation/dissection Haute-Fréquence,
Double action: High Frequency coagulation and dissection.



Conditionnement / *Packaging*

Mode de stérilisation / *Sterilization mode* :

Oxyde d'éthylène / *Ethylene Oxide*

Durée de conservation / *Sterility life span* :

5 ans / *5 years*

Emballage / *Packaging* :

Double emballage / *Double pouch*



Usage Unique
Single Use



Pouche PE, externe Tyvek / *PE Pouch, outer Tyvek pouch*

Étiquettes repositionnables x 4 / *Repositionable labels x 4*



Référence	Longueur	Diamètre	Conditionnement
Code	Length	Diameter	Packaging
E251250	250 mm	5 mm	Boîte de 10 pièces
E251251	330 mm	5 mm	Boîte de 10 pièces
E251252	450 mm	5 mm	Boîte de 10 pièces

Dispositifs médicaux de classe IIb réservés au personnel de santé, CE 0499. Lire attentivement la notice.
Photos non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques. *Patterns are subject to change. Non contractual photos.*
© Copyright 2009-2014 / ZA-BRO-LDG-UU-013

REY MEDICAL SA: YOUR PARTNER IN SURGERY

• **QUALITY** • **SECURITY** • **ECONOMY**

Visit our website: www.reymedical.ch or call us: 022 743 24 10